



SEQUENCE PREP


Robot pipeteur configurable




Automatisez vos protocoles

Le Sequence PREP est adaptable à une grande variété de protocoles grâce à ses modules standards. Automatisez entièrement vos processus de pipetage pour gagner en temps et optimiser vos opérations. Contactez-nous et obtenez une étude de faisabilité de votre projet.

Extraction + Purification



Extraction + Préparation de la plaque PCR



Matériels embarqués

Inclus




Bras robotique
3 axes



Pipette multicanaux
50-300 μ L




Pipette monocanal
10-1000 μ L



Écran tactile


En option



Module
magnétique



Lecteur de
codes-barres




Module de
chauffage


Large compatibilité



Tubes de 1,5 à 15 mL



Cônes 10-1000 μ L



Consommables
plastiques standardisés


ADNucleis

Parc Cap Ouest, 24B rue du Stade. 69290 Grézieu la Varenne. FRANCE.
+33(0)4 78 56 79 36. www.adnucleis.com



SEQUENCE PREP

Robot pipeteur configurable



Nos partenaires



ADNucleis

Parc Cap Ouest, 24B rue du Stade. 69290 Grézieu la Varenne. FRANCE.

+33(0)4 78 56 79 36. www.adnucleis.com